



 **PaX-i**

Cyfrowy partner Twojego sukcesu

Zaprojektuj swój cyfrowy sukces.



 **PaX-i**

Innowacje wewnątrz

"i" oznacza innowacyjność, jedną z kluczowych wartości firmy VATECH, pomagającą w udostępnianiu najnowszych technologii większej liczbie użytkowników.

Technologia wewnątrz


- ▶ Najwyższa jakość obrazu
- ▶ Najbezpieczniejszy i najstabilniejszy system obrazujący
- ▶ Wiele programów: stawy/zatoki/skrzydłowo-zgryzowe
- ▶ Optymalnie dobrane opcje zgodne z Twoimi potrzebami
- ▶ Naturalny i zwarty design

Eko wewnątrz

Całkowicie cyfrowy system VATECH PaX-i dzięki digitalizacji obrazu dba o środowisko na całym świecie.

Optymalne rozwiązanie dla precyzyjnej diagnostyki stomatologicznej

PaX-i tworzy obrazy o najwyższej wartości diagnostycznej dzięki połączeniu doświadczenia i innowacyjnych rozwiązań firmy VATECH. To pozwala na podjęcie najlepszych decyzji o leczeniu oraz zapewnia satysfakcję tak lekarza, jak i pacjenta



Różne tryby pracy aby spełnić wszelkie oczekiwania diagnostyczne
Możliwość wyboru kształtu łuku i wielkości pacjenta aby obraz był najdokładniejszy
Tryb szybkiego skanu, skany segmentowe, tryb dziecięcy ze zredukowaną dawką i czasem badania

Intuicyjny interfejs użytkownika i tryby pracy

Tryb	Szczegółowy opis
Standard	Standard, prawy, lewy
Skrz.-zgryz.	
Ortogonalny	
Stawy S-Ż	PA, boczne
Zatoki	



Zaawansowane rozwiązania dla ortodontów

2 osobne dedykowane sensory dla trybu pan i ceph - To ułatwia dostęp do funkcji i przyspiesza pracę
2 rodzaje cefalostatu aby spełnić Twoje oczekiwania: One shot lub skanujący




Standard w diagnostyce ortodontycznej
Stabilne i pewne obrazowanie z najwyższą rozdzielczością



Wysoka jakość obrazu tworzonego przez
wysokoczulý detektor typu Plat Panel
Najkrótszy czas ekspozycji, bez artefaktów

PaX-i spełnia Twoje cyfrowe marzenia

Program EzDent zapisuje dane pacjenta wraz jego obrazami
Zdjęcia mogą być obrabiane i wyświetlane w dowolnym miejscu kliniki
Konsultacje stają się interaktywne dzięki możliwości demonstracji pacjentowi stanu przed i po leczeniu



PaX-i - konfiguracje systemu

	Pano	Ceph	
		Scan	One shot
PaX-i	0	-	-
PaX-i SC	0	0	-
PaX-i OP	0	-	0


Wymiary

PaX-i


Widok



Z przodu




Z góry




PaX-i SC Pano/Scan Ceph


Widok



Z przodu




Z góry




PaX-i OP Pano/One-Shot Ceph


Widok



Z przodu



Z góry



Specyfikacja (PaX-i : PCH-2500)

Funkcje	Pantomografia + Cefalometria
Ognisko	0,5mm
Dynamika	14bit
Czas skanu	Pano: HD 13.5 sek / Normal 10.1 sek Ceph: Scan 12.9 sek / One-shot 0.9 sek
Pozycjonowanie Pacjent stojący/na wózku	

Rodzaj sensora	CMOS
Generator	Napięcie: 50-90 kVp/ Prąd: 4-10 mA
Waga	PaX-i: (bez podstawy) 90kg PaX-i SC: (bez podstawy) 120kg PaX-i OP: (bez podstawy) 130kg Podstawa: 50kg



ul. Grzegórzecka 104
31-559 Kraków
tel. +48 12 2944015
biuro@gent.pl

17F KAMCO YANGJAE TOWER, Dogok-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea, 135-860
Sales@vatechglobal.com http://www.vatechglobal.com 2012/02

